

## ComfortStar® Einweg-Anästhesie-Gesichtsmasken

Mehr Patientenkomfort, mehr Sicherheit und einfache Handhabung.



Patientenkomfort und Anwenderfreundlichkeit standen im Vordergrund bei der Entwicklung der Dräger Einweg-Anästhesie-Gesichtsmasken.

- Patientenkomfort wird durch die Tropfen- oder Rundform der Masken unterstützt, was eine anatomische Passform und effektive Abdichtung bietet.
- Rutschfeste Rippen und der flexible Maskenkörper ermöglichen den Anwendern einen einfachen und komfortablen Griff der Maske.
- Alle ComfortStar Masken sind mit den Dräger Anästhesiegeräten kompatibel.



MT-4197-2008

**ComfortStar® Masken**  
für Erwachsenen (Größen 4-6) haben Rippen eingearbeitet in den Maskenkörper um einen rutschfesten Griff zu ermöglichen



MT-1175-2006

**Zweiseitiger Pumpball**  
für Luftregulierung um das Maskenkissen mit Luft zu befüllen oder zu entleeren



MT-3938-2008

**Farbkodierte Hakenringe**  
für einfache Größenidentifikation

## ComfortStar®

# Einweg-Anästhesie-Gesichtsmasken

Das anpassbare Maskenkissen verbunden mit dem Tropfen- oder Rundform der Masken bietet eine anatomische Passform und ermöglicht dadurch mehr Patientenkomfort und eine effektive Abdichtung.

Das aufblasbare Maskenkissen zusammen mit der Flexibilität der Maske ermöglichen den Anwendern einen komfortablen Griff. Die ComfortStar Masken Größen 4-6 haben zusätzlich in dem Maskenkörper eingearbeitete Rippen, die ein rutschfestes Halten der Maske ermöglichen.

Der transparente Maskenkörper macht die kontinuierliche Beobachtung des Zustandes des Patienten möglich. Alle Masken sind mit Hakenringen ausgestattet, die nach dem „Ampelprinzip“ farbkodiert sind. Kleinere Größen (0-1) haben rötliche, mittlere Größen (2-3) gelbliche und große Größen (4-6) grünliche Farben. Diese Farbkodierung der Hackenringe ermöglicht eine einfache Größenidentifikation. Kleine und große Kopfbänder für einfache und sichere Befestigung der Masken stehen zur Verfügung.


Eine mögliche Nebenwirkung, die bei Patienten auftritt, die einen chirurgischen Eingriff unter Narkose erlebten, ist die Postoperative Übelkeit und Erbrechen (PONV). PONV verzögert oft die Erholung des Patienten. Untersuchungen haben gezeigt, dass Aromen diese mögliche Nebenwirkung mildern können<sup>1)</sup>.

Die ComfortStar Anästhesie-Gesichtsmasken mit verschiedenen Düften bieten alle Vorteile der ComfortStar Standard-Masken haben aber zusätzliche Aromen. Sie sind verfügbar mit Erdbeer- oder Kaugummiduft in Größen 1-4 und mit Pfefferminzduft in Größen 3-6.

Ein passendes Farbschema sorgt für optische Stimulation und soll präoperative Ängste bei den Patienten verringern.


<sup>1)</sup> Quelle: Anderson, L.A., Gross, J.B.: Aromatherapy with peppermint, isopropyl alcohol, or placebo is equally effective in relieving postoperative nausea, 2004, in: Journal of PeriAnesthesia Nursing, Vol. 39, No 1, 29-55

# ComfortStar® Einweg-Anästhesie-Gesichtsmasken und Zubehör




MT-4205-2008

ComfortStar® Masken Standard, Größen 0-6



MT-4170-2008

ComfortStar® Masken mit Erdbeerduft, Größen 1-4



MT-4126-2008

ComfortStar® Masken mit Kaugummiduft, Größen 1-4




MT-4149-2008

ComfortStar® Masken mit Pfefferminzduft, Größen 3-6




MT-2855-2006

Kopfband, Silikon, wiederverwendbar, klein und groß



MT-9856-2006

Kopfband, weicher Stoff, Einweg, klein und groß



MT-9854-2006

Kopfband, weiches Gummi, Einweg, klein und groß



MT-11178-2006

Zweiseitiger Pumpball für Luftregulierung

## BESTELL INFORMATION

| Beschreibung   | Packungsgröße | Bestell Nr. | Beschreibung  | Packungsgröße | Bestell Nr. |
|--|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| <b>A</b> ComfortStar Anästhesie-Gesichtsmaske, Einweg, Standard, mit Hakenring     |               |             | <b>D</b> ComfortStar Anästhesie-Gesichtsmaske, Einweg, Pfefferminzduft, mit Hakenring |               |             |
| <b>A0</b> Größe 0, Frühgeborene  | 20 Stück      | MP01510     | <b>D3</b> Größe 3, Kleinkind  | 20 Stück      | MP01543     |
| <b>A1</b> Größe 1, Neugeborene   | 20 Stück      | MP01511     | <b>D4</b> Größe 4, Klein Erwachsene   | 20 Stück      | MP01544     |
| <b>A2</b> Größe 2, Säuglinge   | 20 Stück      | MP01512     | <b>D5</b> Größe 5, Mittel Erwachsene  | 20 Stück      | MP01545     |
| <b>A3</b> Größe 3, Kleinkind   | 20 Stück      | MP01513     | <b>D6</b> Größe 6, Groß Erwachsene  | 20 Stück      | MP01546     |
| <b>A4</b> Größe 4, Klein Erwachsene  | 20 Stück      | MP01514     |   |               |             |
| <b>A5</b> Größe 5, Mittel Erwachsene   | 20 Stück      | MP01515     | <b>E</b> Kopfband, Silikon, wiederverwendbar  |               |             |
| <b>A6</b> Größe 6, Groß Erwachsene   | 20 Stück      | MP01516     | <b>E1</b> klein   | 1 Stück       | MP01557     |
|  |               |             | <b>E2</b> groß  | 1 Stück       | MP01558     |
| <b>B</b> ComfortStar Anästhesie-Gesichtsmaske, Einweg, Erdbeerduft, mit Hakenring  |               |             | <b>F</b> Kopfband, weicher Stoff, Einweg  |               |             |
| <b>B1</b> Größe 1, Neugeborene   | 20 Stück      | MP01521     | <b>F1</b> klein   | 1 Stück       | MP01559     |
| <b>B2</b> Größe 2, Säuglinge   | 20 Stück      | MP01522     | <b>F2</b> groß  | 1 Stück       | MP01560     |
| <b>B3</b> Größe 3, Kleinkind   | 20 Stück      | MP01523     |   |               |             |
| <b>B4</b> Größe 4, Klein Erwachsene  | 20 Stück      | MP01524     | <b>G</b> Kopfband, weiches Gummi, Einweg  |               |             |
| <b>C</b> ComfortStar Anästhesie-Gesichtsmaske, Einweg, Kaugummiduft, mit Hakenring |               |             | <b>G1</b> klein   | 1 Stück       | MP01561     |
| <b>C1</b> Größe 1, Neugeborene   | 20 Stück      | MP01531     | <b>G2</b> groß  | 1 Stück       | MP01562     |
| <b>C2</b> Größe 2, Säuglinge   | 20 Stück      | MP01532     |   |               |             |
| <b>C3</b> Größe 3, Kleinkind   | 20 Stück      | MP01533     | <b>H</b> Zweiseitiger Pumpball für Luftregulierung                                    | 1 Stück       | MP01590     |
| <b>C4</b> Größe 4, Klein Erwachsene  | 20 Stück      | MP01534     |   |               |             |

## HAUPTSITZ

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Deutschland

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

## DEUTSCHLAND

Dräger Medical Deutschland GmbH  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck  
Tel +49 180 52 41 318\*  
Fax +49 451 88 27 20 02  
dsc@draeger.com  
\* Inland: EUR 0,14/min

## ÖSTERREICH

Dräger Medical Austria GmbH  
Perfektastrasse 67  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 04  
Fax +43 1 699 38 01  
info-austria@draeger.com

## SCHWEIZ

Dräger Medical Schweiz AG  
Waldeggstrasse 38  
3097 Liebefeld-Bern  
Tel +41 31 978 74 74  
Fax +41 31 978 74 01  
info.ch.md@draeger.com

## Hersteller:

Dräger Medical GmbH  
23542 Lübeck, Deutschland  
Das Qualitätsmanagementsystem der Dräger Medical GmbH ist zertifiziert nach den Normen ISO 13485, ISO 9001 und nach Anhang II.3 der Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte).